

슬라이드 보관장 (SlideCab) SW-480L



<도어 잠금형>

- 병리과, 진단검사의학과에서 사용하는 물품으로 Slidecab 10EA 와 Roller Base Unit 나무장 1EA로 구성.
- Set 구매 시 총 48,000장의 Slide 보관 가능
- Slidecab은 서랍이 6개로 구성되어있고,서랍당 분리칸이 6칸으로 Slide 보관이 편리함.
- Roller Base Unit의 바퀴가 1,000kg 하중을 지탱함(Slide 48,000개 적재시 하중은 약 380kg임)
- 규격 : 46(W) x 53(D) x 144(H)cm
- 무게 : 130kg
- 재질 : 특수 강판
- 본 제품은 특허 제 10-0647224호, 디자인등록 제 30-0422238호를 취득한 품목임
- 목재장에 시건장치 장착으로 보안 및 유실 방지
- 제조원 : 성원메디칼상사



성원메디칼 상사

서울특별시 양천구 능향대로 552 대우마이빌207호 Tel: 02-2654-0167 Fax: 02-2654-0169